

Chirurgische Wundnadeln

MEDITÜ KFT. Nadeltechnik für die Chirurgie

WICHTIG!

Unsere geehrte Kunden!

Falls Sie unser Katalog drucken und anhand dieses bestellen,  
möchten wir Sie darauf hinweisen, beim Drucken die Vergrößerung auf 100 % zu stellen,  
so vermeiden Sie bei einer eventuellen „automatischen Einstellung“ eine Abweichung der Masse  
die zu einer falschen Bestellung führen würde.

KATALOG



Sebészeti üggyártás  
**MEDITÚ** CHIRURGISCHE WUNDNADELN - HERSTELLER GmbH.

## MEDITÚ CHIRURGISCHE WUNDNADELN - HERSTELLER GmbH.

MEDITÚ CHIRURGISCHE WUNDNADELN - HERSTELLER GmbH.

Die Firma Meditú kann auf eine über 30-jährige Tradition in der chirurgischen Nadelherstellung zurückblicken und mit der jahrzehntelangen Erfahrung garantiert ihren Kunden eine hohe Qualität.

### BESTELLUNGSMÖGLICHKEITEN:

Die im süd-östlichen Teil Ungarns, in Makó tätige Firma bietet Ihren Kunden den folgenden Produktsortiment:

- **Chirurgische Wundnadeln mit Federöhr und mit geschlossenem Öhr**
- **Atraumatische Nadeln und Nadel-Faden Kombination**
- **Drainagenadeln**
- **Medizinische Spezialnadeln**

Der Erfolg unseres Unternehmens ist begründet in der gewissenhaften Erfüllung der Kundenwünsche sowie der Erhaltung unserer hohen Qualitätsansprüche.

Unsere Nadeln werden aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Im Prozess der Herstellung und mit unseren Produkten erfüllen wir selbstverständlich die Vorgaben des Umweltschutzes.

Die Produkte der Firma Meditú GmbH. werden in über 40 Länder auf alle Kontinente exportiert.

Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2000 und vertreiben unsere Produkte mit CE-Zeichen.

Chirurgische Wundnadeln Durchmesser und Länge Abmessungen / mm /

Típus		Átmérő	Hossz
Type		Diameter	Length
A	000	1,80	100
B	00	1,60	92
G	0	1,60	85
AR	1	1,40	80
BR	2	1,40	75
GR	3	1,30	70
BT	4	1,30	65
GT	5	1,20	60
	6	1,20	55
	7	1,10	50
	8	1,00	45
	9	1,00	40
	10	0,90	36
	11	0,80	32
	12	0,80	28
	13	0,70	25
	14	0,70	22
	15	0,60	20
	16	0,60	18
GA	000	2,00	90
GAR	00	1,80	80
GAT	0	1,80	70
	1	1,60	60
	2	1,60	55
	3	1,50	50
	4	1,40	45
	5	1,30	40
	6	1,20	35
	7	1,10	30
	8	1,00	25
	9	0,90	22
	10	0,80	19
	11	0,80	16
E	000	1,30	70
ET	00	1,20	60
	0	1,20	55
	1	1,00	47
	2	1,00	40
	3	0,80	32
	4	0,80	28
	5	0,70	22
	6	0,60	18
	7	0,50	15
	8	0,50	12
OB	0	0,60	36
OG	1	0,60	30
OA	2	0,50	25
	3	0,50	21
	4	0,50	18
	5	0,50	15
	6	0,50	12
H	00	1,40	75
HR	0	1,20	60
	1	1,10	52
	2	1,00	45
	3	0,90	38
	4	0,80	30
	5	0,70	22

Típus		Átmérő	Hossz
Type		Diameter	Length
PB	00	0,80	75
PC	0	0,80	65
PD	1	0,70	55
PH	2	0,70	45
PA	3	0,60	36
	4	0,60	30
	5	0,60	25
	6	0,60	22
	7	0,50	20
	8	0,50	18
	9	0,50	15
	10	0,50	12
AV	1	2,00	100
	2	2,00	90
	3	1,80	80
	4	1,80	70
	5	1,60	60
	6	1,60	55
	7	1,50	50
	8	1,40	45
	9	1,30	40
	10	1,20	35
	11	1,10	30
	12	1,00	25
	13	0,90	22
BV	1	2,00	100
	2	2,00	90
	3	1,80	80
	4	1,80	70
	5	1,60	60
	6	1,60	55
	7	1,50	50
	8	1,40	45
	9	1,30	40
	10	1,20	35
	11	1,10	30
	12	1,00	25
	13	0,90	22
BE	1	1,40	80
GE	2	1,40	75
BER	3	1,30	70
GER	4	1,30	65
	5	1,20	60
	6	1,20	55
	7	1,10	52
	8	1,10	50
	9	1,00	47
	10	1,00	45
	11	1,00	40
	12	0,90	38
	13	0,90	36
	14	0,80	34
	15	0,80	32
	16	0,80	30
	17	0,80	28
	18	0,70	25
	19	0,70	23
	20	0,70	22
	21	0,60	20
	22	0,60	18

Típus		Átmérő	Hossz
Type		Diameter	Length
Keith	0	1,00	80
"Keith"R"	1	0,90	75
	2	0,90	70
	3	0,90	65
	4	0,80	60
	5	0,80	55
	6	0,80	50
	7	0,70	45
König	1	1,20	55
	2	1,10	50
	3	1,00	45
	4	1,00	40
	5	0,90	36
	6	0,80	34
	7	0,80	32
	8	0,80	30
	9	0,80	26
	10	0,70	23
	11	0,60	20
	12	0,60	18
Neumann	1	0,70	23
	2	0,60	18
Kalt	00	0,35	30
	0	0,35	25
	1	0,35	22
	2	0,35	18
	3	0,35	16
	4	0,35	12
Mayo	1	1,50	50
Mayo T	2	1,40	45
	3	1,40	42
	4	1,30	40
PM/S	1	2,00	145
PM/A	2	2,00	130
	3	2,00	115
	4	2,00	100
	5	1,80	85
	6	1,80	75
Payr U	00	0,35	30
	0	0,35	25
	1	0,35	22
	2	0,35	18
	3	0,35	16
	4	0,35	12
Payr ger.	1	0,35	30
	2	0,35	25
	3	0,35	22
	4	0,35	20
	5	0,35	16
	6	0,35	12
Ferguson	1	1,40	74
	2	1,30	63
	3	1,10	50
	4	1,00	40
	5	0,80	34
	6	0,70	23
Hernia	1	1,40	45
	2	1,30	40
	3	1,20	35
	4	1,10	30

Die Abbildungen zeigen die natürliche Größe der chirurgischen Nadeln.

## Öhr



Gewöhnliches Öhr



Federöhr

ungerade Nummern

gerade Nummern

## Biegung



gerade



halbgebogen



$\frac{3}{8}$  Kreis



$\frac{1}{2}$  Kreis



$\frac{5}{8}$  Kreis



hakenförmig



s-förmig

## Spitze



außenschneidend



rund



trokar



innenschneidend

## Bestellnummer

Rendelési példa

B 502	11	-
Nadeltyp	Größe	unsteril

## Verpackung

1 Dtzd. / PE-Beutel (unsteril)  
individuelle Verpackung auf Anfrage


## Sonderanfertigungen

Gerne fertigen wir auch entsprechend Ihren Vorgaben. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.

## G / GR / GT ½ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
G 503		▼
G 504		▼
GR 513		●
GR 514		●
GT 515		▲
GT 516		▲


## G / GR / GT



## E / ET ½ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
E 529		●
E 530		●
ET 527		▲
ET 528		▲


## E / ET



## GA / GAR / GAT ½ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
GA 507		
GA 508		
GAR 497		
GAR 498		
GAT 499		
GAT 500		


## GA / GAR / GAT





## B / BR / BT ⅔ Kreis


Nadeltyp:	Öhr	Spitze
B 501		
B 502		
BR 509		
BR 510		
BT 511		
BT 512		





## B / BR / BT




<b>Hernia</b>	½ Kreis	
Nadeltyp:	Öhr	Spitze
Hernia 571		▼
Hernia 572		▼





**Hernia**




<b>Keith / Keith R</b>	gerade	
Nadeltyp:	Öhr	Spitze
Keith 517		▲
Keith 518		▲
KeithR 417		●
KeithR 418		●

**Keith / Keith R**



<b>H / HR</b>	5/8 Kreis	
Nadeltyp:	Öhr	Spitze
H 521		▼
H 522		▼
HR 421		●
HR 422		●

**H / HR**



## A / AR

halbgebogen

Nadeltyp:

Öhr

Spitze

A 505



A 506




AR 495



AR 496



## A / AR



## König

hakenförmig

Nadeltyp:

Öhr

Spitze


König 525



König 526











## König










## BE / BER $\frac{3}{8}$ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
BE 559		
BE 560		
BER 561		
BER 562		


## BE / BER



## Ferguson $\frac{1}{2}$ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
Ferguson 545		
Ferguson 546		


## Ferguson



## GE / GER ½ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
GE 547		▼
GE 548		▼
GER 565		●
GER 566		●


## GE / GER



## Mayo / Mayo T ½ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
Mayo 541		●
Mayo 542		●
MayoT 441		▲
MayoT 442		▲

## Mayo / Mayo T



# Darmnadeln

## PD

$\frac{3}{8}$  Kreis

Nadeltyp:

Öhr

Spitze


PD 533



PD 534



## PD



## PB

$\frac{1}{2}$  Kreis

Nadeltyp:

Öhr

Spitze


PB 537



PB 538



## PB



## PC

gerade

Nadeltyp:

Öhr

Spitze


PC 535



PC 536



## PC



## PA

halbgebogen

Nadeltyp:

Öhr      Spitze


PA 531



PA 532



## PA



## PH

$\frac{5}{8}$  Kreis

Nadeltyp:

Öhr      Spitze


PH 543






PH 544






## PH






**OA**      halbgebogen  
 Nadeltyp:    Ohr      Spitze  
 OA 549            ▼  
 OA 550            ▼





**OB**       $\frac{3}{8}$  Kreis  
 Nadeltyp:    Ohr      Spitze  
 OB 551            ▼  
 OB 552            ▼






**OG**       $\frac{1}{2}$  Kreis  
 Nadeltyp:    Ohr      Spitze  
 OG 553            ▼  
 OG 554            ▼



**Kalt**       $\frac{3}{8}$  Kreis  
 Nadeltyp:    Ohr      Spitze  
 Kalt 557            ●



**Neumann**    gerade  
 Nadeltyp:    Ohr      Spitze  
 Neumann 573         ●  
 Neumann 574         ●



## Payr C


gerade

Nadeltyp: Ohr Spitze

PayrC 555



## Payr C



## Payr G


½ Kreis

Nadeltyp: Ohr Spitze

PayrG 655



## Payr G




# Sektionsnadeln

**PM/A**


halbgebogen

Nadeltyp: Ohr Spitze

PM/A 623



**PM/A**




**PM/S**


s-förmig

Nadeltyp: Ohr Spitze

PM/S 627



**PM/S**



**BV**

$\frac{3}{8}$  Kreis

Nadeltyp:


Öhr

Spitze

BV 580



**BV**



**AV**

gerade

Nadeltyp:


Öhr

Spitze

AV 590



**AV**





# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

## Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Unseren sämtlichen Lieferungen werden die nachstehenden Bedingungen zugrunde gelegt, die durch Auftragserteilung als anerkannt gelten. Davon abweichende Bedingungen verpflichten uns nur, wenn sie von uns ausdrücklich in schriftlicher Form angenommen werden, und sind nur für den Auftrag gültig, für den sie ausdrücklich vereinbart wurden. Dies gilt insbesondere auch gegenüber etwaigen Einkaufsbedingungen des Bestellers, die für uns keine Gültigkeit haben, auch wenn wir keinen Widerspruch dagegen erheben.

**Preise und Angebote.** Unsere Preise und Angebote sind stets freibleibend, sofern nicht schriftlich anders vereinbart. Bei Angeboten in Fremdwährungen gilt der Tageskurs. Kursänderungen bei Lieferung werden bei Rechnungserstellung berücksichtigt.

**Auftragserteilung.** Wir bitten um Angabe unserer Katalognummer.

**Sonderanfertigungen** werden stets gern geprüft. Hierzu ist - wenn möglich - ein Originalmuster, wenigstens jedoch eine Maßzeichnung, Skizze oder Abbildung mit Beschreibung notwendig. Begreiflicherweise können wir nicht nachforschen, ob Sondermodelle in irgendeiner Form geschützt sind und lehnen jede Verantwortung hieraus ab. Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

**Modelländerungen** bleiben jederzeit vorbehalten.

**Lieferzeit.** Wir bemühen uns, jeden Auftrag gewissenhaft und möglichst prompt auszuführen und vereinbarte Lieferzeiten einzuhalten. Teillieferungen werden in jedem Fall als zulässig vorausgesetzt. Wir sind berechtigt, nach unserer Wahl, die Lieferung um die Dauer einer Behinderung hinauszuschieben oder vom Vertrag ohne Schadenersatz zurückzutreten.

**Versand.** Die Lieferung erfolgt immer, auch bei porto- bzw. frachtfreier Lieferung, auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, und zwar ab dem Augenblick, in dem die Sendung unser Haus verlässt. Transportrisiken lassen wir gern für Ihre Rechnung zu den günstigen Versicherungsbedingungen decken. Für den Versand wählen wir die vorteilhafteste Verpackungs- und Transportart, sofern Sie uns keine besonderen Vorschriften bekannt geben.

**Beanstandungen** für Mängelrügen können nur angenommen werden, wenn Sie uns innerhalb zwei Wochen nach Ankunft der Ware beim Käufer schriftlich, unter Angabe der LOT-Nr und Rücksendung des beanstandeten Artikels, gemeldet werden. Der Besteller ist nicht berechtigt, Ersatzlieferungen abzulehnen.

**Die Zahlung** erfolgt in der vereinbarten Form und Frist ohne jeden Abzug und für uns verlustfrei. Die Rückhaltung von Zahlungen, sowie die Aufrechnung irgendwelcher Gegenleistungen seitens des Käufers sind nicht zulässig.

**Eigentum.** Gelieferte Waren bleiben auch bei Weiterverarbeitung oder Veräußerung unser Eigentum bis zum Eingang der vollen Bezahlung und können nicht verpfändet werden (verlängerter Eigentumsvorbehalt).

**Die Ausfuhr** unserer Erzeugnisse bedarf unseres ausdrücklichen Einverständnisses.

**Erfüllungsort** für Lieferung und Zahlung ist Berlin.

**Gerichtsstand** ist Berlin.