



Chirurgische Wundnadeln

MEDICOR MEDITÚ KFT. Nadeltechnik für die Chirurgie

WICHTIG!

Unsere geehrte Kunden!

Falls Sie unser Katalog drucken und anhand dieses bestellen, möchten wir Sie darauf hinweisen, beim Drucken die Vergrößerung auf 100 % zu stellen, so vermeiden Sie bei einer eventuellen „automatischen Einstellung“ eine Abweichung der Masse die zu einer falschen Bestellung führen würde.

KATALOG



Sebészeti üggyártás

MEDICOR MEDITŰ CHIRURGISCHE WUNDNADELN – HERSTELLER GmbH.

MEDICOR MEDITŰ CHIRURGISCHE WUNDNADELN – HERSTELLER GmbH.

MEDICOR MEDITŰ CHIRURGISCHE WUNDNADELN – HERSTELLER GmbH.

Die Firma Medicor Meditű kann auf eine über 30-jährige Tradition in der chirurgischen Nadelherstellung zurückblicken und mit der jahrzehntelangen Erfahrung garantiert ihren Kunden eine hohe Qualität.

BESTELLUNGSMÖGLICHKEITEN:

Die im süd-östlichen Teil Ungarns, in Makó tätige Firma bietet Ihren Kunden den folgenden Produktsortiment:

- **Chirurgische Wundnadeln mit Federöhr und mit geschlossenem Öhr**
- **Atraumatische Nadeln und Nadel-Faden Kombination**
- **Drainagenadeln**
- **Medizinische Spezialnadeln**

Der Erfolg unseres Unternehmens ist begründet in der gewissenhaften Erfüllung der Kundenwünsche sowie der Erhaltung unserer hohen Qualitätsansprüche.

Unsere Nadeln werden aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Im Prozess der Herstellung und mit unseren Produkten erfüllen wir selbstverständlich die Vorgaben des Umweltschutzes.

Die Produkte der Firma Medicor Meditű GmbH. werden in über 40 Länder auf alle Kontinente exportiert.

Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2000 und vertreiben unsere Produkte mit CE-Zeichen.

Sebészeti varrótűk átmérő és hossz méretei / mm /

Típus		Átmérő	Hossz
Type		Diameter	Length
A	000	1,80	100
B	00	1,60	92
G	0	1,60	85
AR	1	1,40	80
BR	2	1,40	75
GR	3	1,30	70
BT	4	1,30	65
GT	5	1,20	60
	6	1,20	55
	7	1,10	50
	8	1,00	45
	9	1,00	40
	10	0,90	36
	11	0,80	32
	12	0,80	28
	13	0,70	25
	14	0,70	22
	15	0,60	20
	16	0,60	18
GA	000	2,00	90
GAR	00	1,80	80
GAT	0	1,80	70
	1	1,60	60
	2	1,60	55
	3	1,50	50
	4	1,40	45
	5	1,30	40
	6	1,20	35
	7	1,10	30
	8	1,00	25
	9	0,90	22
	10	0,80	19
	11	0,80	16
E	000	1,30	70
ET	00	1,20	60
	0	1,20	55
	1	1,00	47
	2	1,00	40
	3	0,80	32
	4	0,80	28
	5	0,70	22
	6	0,60	18
	7	0,50	15
	8	0,50	12
OB	0	0,60	36
OG	1	0,60	30
OA	2	0,50	25
	3	0,50	21
	4	0,50	18
	5	0,50	15
	6	0,50	12
H	00	1,40	75
HR	0	1,20	60
	1	1,10	52
	2	1,00	45
	3	0,90	38
	4	0,80	30
	5	0,70	22

Típus		Átmérő	Hossz
Type		Diameter	Length
PB	00	0,80	75
PC	0	0,80	65
PD	1	0,70	55
PH	2	0,70	45
PA	3	0,60	36
	4	0,60	30
	5	0,60	25
	6	0,60	22
	7	0,50	20
	8	0,50	18
	9	0,50	15
	10	0,50	12
AV	1	2,00	100
	2	2,00	90
	3	1,80	80
	4	1,80	70
	5	1,60	60
	6	1,60	55
	7	1,50	50
	8	1,40	45
	9	1,30	40
	10	1,20	35
	11	1,10	30
	12	1,00	25
	13	0,90	22
BV	1	2,00	100
	2	2,00	90
	3	1,80	80
	4	1,80	70
	5	1,60	60
	6	1,60	55
	7	1,50	50
	8	1,40	45
	9	1,30	40
	10	1,20	35
	11	1,10	30
	12	1,00	25
	13	0,90	22
BE	1	1,40	80
GE	2	1,40	75
BER	3	1,30	70
GER	4	1,30	65
	5	1,20	60
	6	1,20	55
	7	1,10	52
	8	1,10	50
	9	1,00	47
	10	1,00	45
	11	1,00	40
	12	0,90	38
	13	0,90	36
	14	0,80	34
	15	0,80	32
	16	0,80	30
	17	0,80	28
	18	0,70	25
	19	0,70	23
	20	0,70	22
	21	0,60	20
	22	0,60	18

Típus		Átmérő	Hossz
Type		Diameter	Length
Keith	0	1,00	80
"Keith"R"	1	0,90	75
	2	0,90	70
	3	0,90	65
	4	0,80	60
	5	0,80	55
	6	0,80	50
	7	0,70	45
König	1	1,20	55
	2	1,10	50
	3	1,00	45
	4	1,00	40
	5	0,90	36
	6	0,80	34
	7	0,80	32
	8	0,80	30
	9	0,80	26
	10	0,70	23
	11	0,60	20
	12	0,60	18
Neumann	1	0,70	23
	2	0,60	18
Kalt	00	0,35	30
	0	0,35	25
	1	0,35	22
	2	0,35	18
	3	0,35	16
	4	0,35	12
Mayo	1	1,50	50
Mayo T	2	1,40	45
	3	1,40	42
	4	1,30	40
PM/S	1	2,00	145
PM/A	2	2,00	130
	3	2,00	115
	4	2,00	100
	5	1,80	85
	6	1,80	75
Payr U	00	0,35	30
	0	0,35	25
	1	0,35	22
	2	0,35	18
	3	0,35	16
	4	0,35	12
Payr ger.	1	0,35	30
	2	0,35	25
	3	0,35	22
	4	0,35	20
	5	0,35	16
	6	0,35	12
Ferguson	1	1,40	74
	2	1,30	63
	3	1,10	50
	4	1,00	40
	5	0,80	34
	6	0,70	23
Hernia	1	1,40	45
	2	1,30	40
	3	1,20	35
	4	1,10	30

Die Abbildungen zeigen die natürliche Größe der chirurgischen Nadeln.

Öhr



Gewöhnliches Öhr

ungerade Nummern



Federöhr

gerade Nummern

Biegung



gerade



halbgebogen



$\frac{3}{8}$ Kreis



$\frac{1}{2}$ Kreis



$\frac{5}{8}$ Kreis



hakenförmig



s-förmig

Spitze



außenschneidend



rund



trokar



innenschneidend

Bestellnummer

Rendelési példa

<i>B 502</i>	<i>11</i>	<i>-</i>
Nadeltyp	Größe	unsteril

Verpackung

1 Dtzd. / PE-Beutel (unsteril)
individuelle Verpackung auf Anfrage


Sonderanfertigungen

Gerne fertigen wir auch entsprechend Ihren Vorgaben. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.

G / GR / GT ½ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
G 503		▼
G 504		▼
GR 513		●
GR 514		●
GT 515		▲
GT 516		▲


G / GR / GT















E / ET ½ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
E 529		●
E 530		●
ET 527		▲
ET 528		▲


E / ET















GA / GAR / GAT ½ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
GA 507		
GA 508		
GAR 497		
GAR 498		
GAT 499		
GAT 500		


GA / GAR / GAT





B / BR / BT ⅔ Kreis


Nadeltyp:	Öhr	Spitze
B 501		
B 502		
BR 509		
BR 510		
BT 511		
BT 512		





B / BR / BT




Hernia ½ Kreis
 Nadeltyp: Ohr Spitze
 Hernia 571  ▼
 Hernia 572  ▼





Hernia




Keith / Keith R gerade
 Nadeltyp: Ohr Spitze
 Keith 517  ▲
 Keith 518  ▲
 KeithR 417  ●
 KeithR 418  ●

Keith / Keith R



H / HR 5/8 Kreis
 Nadeltyp: Ohr Spitze
 H 521  ▼
 H 522  ▼
 HR 421  ●
 HR 422  ●

H / HR



A / AR

halbgebogen

Nadeltyp:

Öhr

Spitze

A 505



A 506




AR 495



AR 496



A / AR



König

hakenförmig

Nadeltyp:

Öhr

Spitze


König 525











König 526




König







BE / BER $\frac{3}{8}$ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
BE 559		
BE 560		
BER 561		
BER 562		


BE / BER



Ferguson $\frac{1}{2}$ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
Ferguson 545		
Ferguson 546		


Ferguson



GE / GER ½ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
GE 547		▼
GE 548		▼
GER 565		●
GER 566		●


GE / GER



Mayo / Mayo T ½ Kreis

Nadeltyp:	Öhr	Spitze
Mayo 541		●
Mayo 542		●
MayoT 441		▲
MayoT 442		▲

Mayo / Mayo T



Darfnadeln

PD

$\frac{3}{8}$ Kreis

Nadeltyp:

PD 533


PD 534

Öhr

Spitze



PD



PB

$\frac{1}{2}$ Kreis

Nadeltyp:

PB 537


PB 538

Öhr

Spitze



PB



PC

gerade

Nadeltyp:

PC 535


PC 536

Öhr

Spitze



PC



PA

halbgebogen

Nadeltyp:

Öhr

Spitze


PA 531



PA 532



PA



PH

$\frac{5}{8}$ Kreis

Nadeltyp:

Öhr

Spitze


PH 543








PH 544








PH








OA halbgebogen
 Nadeltyp: Ohr Spitze
 OA 549  
 OA 550  





OB $\frac{3}{8}$ Kreis
 Nadeltyp: Ohr Spitze
 OB 551  
 OB 552  








OG $\frac{1}{2}$ Kreis
 Nadeltyp: Ohr Spitze
 OG 553  
 OG 554  



Kalt $\frac{3}{8}$ Kreis
 Nadeltyp: Ohr Spitze
 Kalt 557  



Neumann gerade
 Nadeltyp: Ohr Spitze
 Neumann 573  
 Neumann 574  



Payr C


gerade

Nadeltyp: Ohr Spitze

PayrC 555



Payr C



Payr G


½ Kreis

Nadeltyp: Ohr Spitze

PayrG 655



Payr G




Sektionsnadeln

PM/A


halbgebogen

Nadeltyp: Ohr Spitze

PM/A 623



PM/A




PM/S


s-förmig

Nadeltyp: Ohr Spitze

PM/S 627



PM/S



BV

$\frac{3}{8}$ Kreis

Nadeltyp:


Öhr

Spitze

BV 580



BV



AV

gerade

Nadeltyp:


Öhr

Spitze

AV 590



AV



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Unseren sämtlichen Lieferungen werden die nachstehenden Bedingungen zugrunde gelegt, die durch Auftragserteilung als anerkannt gelten. Davon abweichende Bedingungen verpflichten uns nur, wenn sie von uns ausdrücklich in schriftlicher Form angenommen werden, und sind nur für den Auftrag gültig, für den sie ausdrücklich vereinbart wurden. Dies gilt insbesondere auch gegenüber etwaigen Einkaufsbedingungen des Bestellers, die für uns keine Gültigkeit haben, auch wenn wir keinen Widerspruch dagegen erheben.

Preise und Angebote. Unsere Preise und Angebote sind stets freibleibend, sofern nicht schriftlich anders vereinbart. Bei Angeboten in Fremdwährungen gilt der Tageskurs. Kursänderungen bei Lieferung werden bei Rechnungserstellung berücksichtigt.

Auftragserteilung. Wir bitten um Angabe unserer Katalognummer.

Sonderanfertigungen werden stets gern geprüft. Hierzu ist - wenn möglich - ein Originalmuster, wenigstens jedoch eine Maßzeichnung, Skizze oder Abbildung mit Beschreibung notwendig. Begreiflicherweise können wir nicht nachforschen, ob Sondermodelle in irgendeiner Form geschützt sind und lehnen jede Verantwortung hieraus ab. Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

Modelländerungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Lieferzeit. Wir bemühen uns, jeden Auftrag gewissenhaft und möglichst prompt auszuführen und vereinbarte Lieferzeiten einzuhalten. Teillieferungen werden in jedem Fall als zulässig vorausgesetzt. Wir sind berechtigt, nach unserer Wahl, die Lieferung um die Dauer einer Behinderung hinauszuschieben oder vom Vertrag ohne Schadenersatz zurückzutreten.

Versand. Die Lieferung erfolgt immer, auch bei porto- bzw. frachtfreier Lieferung, auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, und zwar ab dem Augenblick, in dem die Sendung unser Haus verlässt. Transportrisiken lassen wir gern für Ihre Rechnung zu den günstigen Versicherungsbedingungen decken. Für den Versand wählen wir die vorteilhafteste Verpackungs- und Transportart, sofern Sie uns keine besonderen Vorschriften bekannt geben.

Beanstandungen für Mängelrügen können nur angenommen werden, wenn Sie uns innerhalb zwei Wochen nach Ankunft der Ware beim Käufer schriftlich, unter Angabe der LOT-Nr und Rücksendung des beanstandeten Artikels, gemeldet werden. Der Besteller ist nicht berechtigt, Ersatzlieferungen abzulehnen.

Die Zahlung erfolgt in der vereinbarten Form und Frist ohne jeden Abzug und für uns verlustfrei. Die Rückhaltung von Zahlungen, sowie die Aufrechnung irgendwelcher Gegenleistungen seitens des Käufers sind nicht zulässig.

Eigentum. Gelieferte Waren bleiben auch bei Weiterverarbeitung oder Veräußerung unser Eigentum bis zum Eingang der vollen Bezahlung und können nicht verpfändet werden (verlängerter Eigentumsvorbehalt).

Die Ausfuhr unserer Erzeugnisse bedarf unseres ausdrücklichen Einverständnisses.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Berlin.

Gerichtsstand ist Berlin.